


Suprafata SLA

Suprafata SLA


- Osul superior pentru contactul cu implantul
- Formarea rapida a osului in jurul suprafetei

In vivo test - Pata Goldner Trichrome



Osteoblastul uman

- Osteoblaste umane bine atasate si inmugurate



Sablare & gravarea acida a suprafetei












Fx4310 „numar de celule... 3x10⁴”, dupa 7 zile de cultivare a celulei

Coduri ale culorilor dupa diametru

Coduri de culori in functie de diametru

† Surubul de acoperire nu este inclus.

Unitate de masura: mm

Culoarea capacului					
	Galben	Verde	Albastru	Rosu	
Implantul IMPLANTIUM MF (Montare gratuita)					
Platforma Ø 	Diametrul Platformei	3.6	4.0	4.5	5.0
	Diametrul Corpului	3.4	3.8	4.3	4.8
Inaltime muchie Implant 	Inaltime Muchie Implant	0.15	0.2	0.4	0.6

